

OSSTEM[®]
ESPAÑA

K3

Amazingly Attractive

Inversión Inteligente

Calidad y durabilidad excepcional. Cada sillón K3 cumple con todas las expectativas a un precio sin precedentes.



Integración Flexible

Construido manteniendo siempre la importancia de la aerodinámica para un máximo confort. El sillón de la unidad K3 satisface todas sus necesidades y las del paciente.



La mejor posición durante el tratamiento

El sillón de la unidad K3 brinda la posición más optimizada para los odontólogos, personal auxiliar y pacientes durante todo el tratamiento.

Con control de altura ajustable desde (36,5 cm) hasta (79,5 cm) permitiendo un suave movimiento de la mesa para controlar perfectamente el espacio.



Construido para durar

Materiales de la más alta calidad, que garantizan su durabilidad en el tiempo.

Han sido sometidos a 10.000 rondas de ajustes en altura y 5 años de pruebas de encendido y apagado, sin que se produzca el más mínimo fallo.

La mecánica del sillón K3 está optimizada a la perfección.

Diseñado para ofrecer la máxima comodidad y mejorar el cuidado del paciente

El sillón de la unidad K3 utiliza un motor hidráulico de alto rendimiento que se fija al suelo para minimizar el ruido y el movimiento cuando se ajusta la altura del operador.

Su amplio respaldo, el asiento y el reposacabezas están diseñados ergonómicamente para mejorar la comodidad y la experiencia del paciente.

El odontólogo puede realizar fácilmente todo tipo de tratamientos en la posición que desee.





Doctor Stool

Estable, seguro y cómodo. El taburete del profesional está diseñado para proporcionar un apoyo excepcional y reducir la fatiga.



Control total

Pedal con joystick, permite al odontólogo controlar todos los movimientos del sillón y de la unidad dental sin mover un dedo.



Espacio de trabajo eficiente

Presentamos nuestra unidad dental más avanzada, K3. Con diseño ergonómico que permite la interacción entre el odontólogo, su equipo auxiliar y sus pacientes. Diseñado por reconocidos dentistas e ingenieros biomédicos, la unidad dental K3, proporciona una experiencia cómoda y un espacio de trabajo eficiente para el profesional. La flexible integración del equipo, permite un fácil acceso que mejora el tiempo de tratamiento y la atención al paciente.


Disfrute de la máxima comodidad

Sillón con diseño ergonómico. El ordenador central distribuye uniformemente el peso del paciente, especialmente en las zonas como los hombros, la espalda y las caderas, proporcionando un espacio acogedor para el paciente.

OSSTEM[®]

Procedimientos mejorados

La mesa de trabajo de la unidad dental K3 es muy amplia y permite realizar procedimientos mejorados: soporte de información para un fácil acceso a gráficos y a tablets, bandeja de instrumentos con todas las herramientas necesarias, incluida una alfombrilla para el ratón.





Monitor

La visualización del tratamiento puede mejorar la comunicación visual entre el odontólogo y el paciente, sirviendo como herramienta de planificación del tratamiento y educación para el paciente. También puede ayudar a desviar la atención del paciente durante el tratamiento, reduciendo así su estrés.

Escupidera de cristal

Su escupidera, amplia y transparente, permite llevar a cabo una limpieza y un mantenimiento fácil. El sistema de suministro de agua con sensor dual, permite la limpieza y el llenado de vasos. Se adapta a la altura y la forma de los pacientes de todas las edades, ofreciendo su máxima comodidad.

Suministro de agua ajustable e interruptor de agua caliente

El mando del suministro de agua, el del desagüe y el interruptor de on/off del agua caliente están ubicados en la parte frontal de la unidad para facilitar el acceso al personal auxiliar. Regulable hasta 40°.

Filtro de succión mejorado y rejilla lateral

El filtro de aspiración, fácilmente lavable, permite una limpieza y mantenimiento sencillo. La rejilla lateral desmontable puede sostener varios instrumentos durante el tratamiento.

El mejor asistente

Funciones como la posición de tratamiento, enjuague en la escupidera y los botones de control de luz, están accesibles en la pantalla de mandos.



Lámpara LED avanzada
La lámpara LED es un 50% más grande que otras lámparas.

Mango de luz autoclavable
Las asas de la lámpara son fácilmente desmontables y aptas para autoclave.



Sensor sin contacto
El sensor sin contacto permite una activación segura en modo manos libres, minimizando el riesgo de contaminación cruzada.

Filtro de corte de luz azul
Al adoptar la función Blue Light Cut-Off, se pueden controlar problemas comunes en la consulta, como el endurecimiento de la resina por efecto del calor garantizando al mismo tiempo, un excelente nivel de iluminación.

Funciones de la pantalla de mandos del Dr. Table

La pantalla de mandos de la unidad K3 del Dr. Table viene equipada con un panel de visualización LCD a color de 4,3" proporcionando toda la información necesaria. Las diversas funciones adicionales, como el visor de películas, la selección de la posición del paciente para su tratamiento, el pre-ajuste del rpm y el control de potencia del escalador, permiten que el odontólogo pueda operar de manera más estable y metódica, pudiendo memorizar hasta 3 posiciones.



Bandeja y sistema de brazos SMART

La bandeja y el sistema de brazos, están diseñados con un ángulo óptimo para retirar y colocar los instrumentos sin ninguna complicación. Las luces LED indican cuando los instrumentos están en la posición de descanso, lo que reduce el riesgo de que caigan del soporte.





Configura tu **K3**

Propuesta personalizada:



Síguenos en:  Osstem Implant España  osstem_implant_espana  Osstem España  Osstem Implant España
Osstem Implant Spain S.L. CIF B10993145 Av. Manoteras 32 B 1b 28050 Madrid 91 013 69 49